



Dušik, amonijak TNT, 0,02 – 2,50 mg/L NH₃-N

Proizvod #:

2604545

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Kivetni test (Ø 16 mm) u potpunosti je opremljen svim reagensima, optimiziran za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube. 25 – 50 testova

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Specifikacije

Broj metode:	10023
Broj testova:	25 – 50
Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C
Mjerni rang:	0,02 – 2,50 mg/L NH ₃ -N
Naziv metode:	Salicilat
Parametar:	Amonijak
Platforma:	Test 'N Tube

Posebne napomene: TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.