



Dušik, amonijak TNT, 0,4 – 50 mg/L NH₃-N

Proizvod #:

2606945

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Kivetni test (Ø 16 mm) u potpunosti je opremljen svim reagensima, optimiziran za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube 25-50 testova.

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Specifikacije

Broj metode:	10031
Broj testova:	25 – 50
Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C
Mjerni rang:	0,4 – 50,0 mg/L NH ₃ -N
Naziv metode:	Salicilat
Parametar:	Amonijak
Platforma:	Test 'N Tube
Posebne napomene:	TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.