



Be Right™



Dušik, ukupni, TNT, 0,5 – 25 mg/L N

Proizvod #:

2672245

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Kivetni test (Ø 16 mm) u potpunosti je opremljen svim reagensima, optimiziran za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Specifikacije

Broj metode:

10071

Broj testova:

25 – 50

Čuvanje uređaja:

10 – 25 °C

Mjerni rang:

0,5 – 25,0 mg/L

Naziv metode:

Razgradnja persulfata

Parametar:

Dušik, ukupni

Platforma:

Test 'N Tube

Posebne napomene:

Komplet se sastoji od 2 kartona: 26717-45 i 26721-45

26717-45 = TN hidroksid reagens (2714045), jastučići s prahom za persulfat (2671846)

26721-45 = TN reagens za kiselinu C (2672145), jastučići s prahom za bisulfitni reagens A (2671946), jastučići s prahom za indikatorski reagens B (2672046)

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Potrebna digestija:

Da