



Fosfat, ukupni, TNT, 0,06 – 3,5 mg/L PO₄

Proizvod #:

2742645

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Kivetni test (Ø 16 mm) u potpunosti je opremljen svim reagensima, optimiziran za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Specifikacije

Broj metode:	8190
Broj testova:	25 – 50
Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C
Mjerni rang:	0,06 – 3,50 mg/L PO ₄
Naziv metode:	PhosVer 3 s razgradnjom persulfatne kiseline
Parametar:	Fosfat, ukupni
Parameter:	Total Phosphorous
Platforma:	Test 'N Tube
Posebne napomene:	TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.
Potrebna digestija:	Da
Reference method:	SM 4500 P-E