



Be Right™



Kiveta za uzorke, 1 inč, kvadratna, staklena, 2 komada

Proizvod #: 2495402
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Dodatni pribor za spektrofotometre / spektralno mjerenje tekućina.

Isporučuje se kao prilagođeni par kiveta.

Koristite u kombinaciji s Hach spektrofotometrima

Hach spektrofotometri, kemikalije i metode dizajnirani su i proizvedeni radi optimiziranja vaših rezultata.

Specifikacije

Masa:	0,072 kg
Materijal:	Staklo
Napomena:	1 par kiveta kiveta uključen je u kupnji DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 ili DR 2700 spektrofotometara
Optička duljina staze:	1 inch square
Volument/ veličina paketa:	2 pcs prilagođeni par