



Pipeta, promjenjivi volumen, 0,1 - 1,0 mL

Proizvod #:	BBP078
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna	

Jednokanalne pipete promjenjivih volumena koje koriste vakuum tvrtke Hach čvrstog su dizajna, ugodne ergonomije, uskog vrška za izbacivanje tekućine i koriste se jednom rukom. Izvrsna preciznost s podesivim pomacima od 5 μ L (0,005 mL). Idealno za korištenje s reagensima Hach LCK. Isporučuju se s izvješćem o kalibraciji i alatom za održavanje.

Vrhovi za pipete prodaju se zasebno (BBP079).

Specifikacije

Što je u pretincu:	Pipeta, 0,1 - 1,0 mL, alat za održavanje, certifikat kalibracije, osnovni priručnik.
	Vrhovi nisu uključeni i moraju se kupiti zasebno.
Volumen/ veličina paketa:	1 svaka

Što je u pretincu

Pipeta, 0,1 - 1,0 mL, alat za održavanje, certifikat kalibracije, osnovni priručnik. Vrhovi nisu uključeni i moraju se kupiti zasebno.