



Džepni kolorimetar POCKET Colorimeter II Komplet za testiranje kolorimetrom za analizu klora

Proizvod #:

5870000

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.



Analiza mala veličinom, ali velike vodootpornosti

Prijenosni kolorimetar programiran za određivanje slobodnog i ukupnog klora (DPD). U kovčegu za prenošenje, zajedno s reagensima, kivetama i uputama za korištenje.

Jednostavno: sve su funkcije dostupne pomoću samo četiri tipke

Snažno: rad baterije do 2.000 testova

Jasno očitavanje: čak i pod teškim uvjetima, zahvaljujući zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem i velikim prikazom

Pouzdati rezultati i bez uključivanja u napajanje

Čvrsta konstrukcija, ali mala težina

Specifikacije

Apsorbancija:	0 - 2.5 Abs
Broj metode:	8021 (F), 8167 (T)
Broj testova:	50 - 100
Detektor:	Silicon detector
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Fotometrijski mjerni rang:	0 - 2 Abs
Izvor lampe:	Svjetleća dioda (LED)
Jezici korisničkog sučelja:	Brojčano
Klasa kućišta:	IP67 (isključuje odjeljak za baterije)
Kompatibilnost kivete:	1 inč okrugla / 13 mm okrugla / 1cm kvadratna (s dodatnim adapterom)
Korisnički programi:	Prilagođeno programiranje
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Masa:	0,23 kg
Mjerni rang:	- F&T Cl ₂
Mjerni rang (2):	0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl ₂
Mod rada:	HACH / HACH LANGE testovi za analizu vode
Najmanji korak porasta:	0.01

	0.1
Naziv metode:	Kolorimetar/DPD
Odabir valne duljine:	Fiksna valna duljina
Parametar:	Klor, niski raspon - kao slobodni i ukupni Cl ₂
Pauza:	4, alkalne baterije veličine AAA
Potvrde o sukladnosti:	CE
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:	maks. 90 % relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Radni uvjeti: temperatura:	10 - 40 °C
Raspon valne duljine:	razlikuje se među modelima
Širina spektra:	15 nm širina pojasa filtra
Što je u pretincu:	Dva raspona: LR-0,02 do 2,00 mg/l i HR-0,1 do 8,0 mg/L kao Cl ₂ . Reagensi uključeni: po 100 testova za niski raspon ili po 50 testova za visoki raspon. Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.
Sučelje:	rubber keys
Uključuje :	PC II, kivete za uzorke, priručnik, kovčeg za prenošenje. Reagensi uključeni: po 100 testova za niski raspon ili po 50 testova za visoki raspon.
Uređaj:	Komplet uključuje PC II
User interface:	Brojčano
Valna duljina:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vijek trajanja baterija:	2000 tests
	* pozadinsko osvjetljenje smanjuje vijek trajanja baterije
Zapisivač podataka:	10 izmjerene vrijednosti + vrijeme
Zaslon:	LCD, pozadinsko osvjetljenje

Što je u pretincu

Dva raspona: LR-0,02 do 2,00 mg/l i HR-0,1 do 8,0 mg/L kao Cl₂. Reagensi uključeni: po 100 testova za niski raspon ili po 50 testova za visoki raspon. Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.