



STABLCAL Certificirani standardi za kalibraciju, 800 mNTU za FILTERTRAK 660

Proizvod #:

2788453

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Za kalibraciju u jednoj točki i kalibraciju u dvije točke. 1 L boca.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:

Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight

Koncentracija:

800 mNTU

Mjerni rang:

N/A

Parametar:

Turbidity

Volument/ veličina paketa:

1 L