



Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC101 napunjena gelom s jednostavnim održavanjem, kabel od 1 metra

Proizvod #: PHC10101
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Intellical PHC101 je digitalna kombinirana pH elektroda s ugrađenim temperaturnim senzorom. Elektroda PHC101 jednostavna je za održavanje zahvaljujući jednom otvorenom referentnom razdjelniku napunjenom gelom koji ne treba ponovno puniti. Laboratorijska verzija ove pH elektrode otporna je na udarce jer ima zaštitno kućište od epoksidne plastike sve do senzora u staklenom kućištu. Elektroda je dostupna s kabelom od 3 ili 1 metra. Elektroda PHC101 idealna je za mjerenje pH u otpadnim vodama, vodi za piće i općenitim vodenim primjenama. PHC101 nije pogodna za upotrebu s organskim otapalima ili uzorcima čiji je pH manji od 2.

Intellical PHC101 daje brz i pouzdan rezultat kod primjene u otpadnoj vodi

Jedinstvena sonda s krutim gelom i otvoreni referentni razdjelnik posebno su osmišljeni za mjerenje pH u otpadnim vodama.

Digitalna pH sonda Intellical pruža najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerenja

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj pH sonde

Digitalna pH sonda Intellical upozorava korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerenjem.

Digitalna pH sonda Intellical može se premještati s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorijskih i prijenosnih mjerača serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 pH
Duljina:	175 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Komplet?:	Ne
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Polje: referentni element s gelom koji ne treba puniti
Mjerni rang:	2 - 14 pH
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Dvostruki referentni razdjelnik
Primjena:	Čisti i prljavi uzorci
Product Kit:	Model: PHC101
	Uključena dodatna oprema: ništa
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1

Sensor material:	Epoksidna smola
Sodium (Alkalinity) error:	- 0,6 pH pri pH 12,6 u 1 M NaOH
Spoj:	Otvoreni spoj
Što je u pretincu:	Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC101 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 - 50 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: pH
	Minimalna dubina uzorka (mm): 20
Vrsta elektrode:	Referentni element s gelom koji ne treba puniti
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC101 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.