



Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC201 opće namjene napunjena gelom, kabel od 1 m

Proizvod #: PHC20101
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Intellical PHC201 je digitalna kombinirana pH elektroda s ugrađenim temperaturnim senzorom. Elektroda PHC201 ima referentni razdjelnik s keramičkom iglom napunjen polutekućim gelom koji ne treba puniti. Ova laboratorijska pH elektroda otporna je na udarce jer ima zaštitno kućište od epoksidne plastike sve do senzora u staklenom kućištu. Elektroda je dostupna s kabelom od 3 ili 1 metra. pH elektroda PHC201 preporučuje se za vodene primjene opće namjene. PHC201 nije pogodna za upotrebu s organskim otapalima, niskom ionskom jakosti, otpadnim vodama, uzorcima s visokim udjelom krutih tvari ili visokim udjelom lužnatih tvari.

Intellical PHC201 daje brz i pouzdan odgovor kod mjerenja kvalitete vode

Gel elektroda s jednostavnim održavanjem i razdjelnikom s keramičkom iglom za mjerenje pH u raznim vrstama uzoraka.

Digitalne sonde Intellical pružaju najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerenja

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde

Digitalne sonde Intellical upozoravaju korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerenjem.

Digitalne sonde Intellical mogu se premještati s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorijskih i prijenosnih mjerača serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 pH
Duljina:	175 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Komplet?:	Ne
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorij: referentni element napunjen gelom koji ne treba puniti, polutekući gel
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Opća namjena. Uzorci čiste vode.
Primjena:	Čisti uzorci
Product Kit:	Model: PHC201
	Uključena dodatna oprema: ništa
Reference system:	Ag/AgCl (dvostruki razdjelnik)
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Epoksidna smola

Sodium (Alkalinity) error:	<20 % pri pH 14 u 1 M NaCl
Spoj:	Porozni igličasti/pin spoj
Što je u pretincu:	Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC201 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: pH
	Minimalna dubina uzorka (mm): 15
Vrsta elektrode:	Referentni element napunjen gelom koji ne treba puniti, polutekući gel
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC201 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.