



Terenska pH elektroda Intellical PHC101 napunjena gelom s jednostavnim održavanjem, kabel od 5 metara

Proizvod #: PHC10105
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Inteligentna sonda HQD Intellical

Intellical PHC101 je digitalna kombinirana pH elektroda s ugrađenim temperaturnim senzorom. Elektroda PHC101 jednostavna je za održavanje zahvaljujući jednom otvorenom referentnom razdjelniku napunjenom gelom koji ne treba ponovno puniti. Ova robusna verzija PHC101 izrađena je od nehrđajućeg čelika i osigurava dovoljnu težinu za jednostavno vanjsko rukovanje sondom, pH senzor je zaštićen pokrovom, a priključak je zaštićen jakim i vidljivim žutim kabelom na koji možete zakvačiti oznake dubine (dodatna oprema po izboru) što robusne model PHC101 čini posebno namijenjenima upotrebi na terenu. Robusna verzija senzora PHC101 dostupna je s kabelima duljine 5, 10, 15 ili 30 metara. Robusna verzija senzora PHC101 idealna je za mjerenje pH na svim vrstama terena kao što su rijeke, površinske i podzemne vode, bare, jezera, mora, postrojenja za otpadne vode, izvorska voda, vodospreme pitke vode radi utvrđivanja kvalitete vode, za ekološke svrhe i procese obrade.

Robusne digitalne sonde Intellical mogu pouzdano testirati u najoštrijim uvjetima okoline

Tijelo od nehrđajućeg čelika, pokrov senzora od polimera i ojačani kabeli oklopljeni čelikom štite sondu kod mjerenje bilo gdje na terenu.

Digitalne sonde Intellical pružaju najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerenja

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde

Digitalne sonde Intellical upozoravaju korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerenjem.

Digitalne sonde Intellical mogu se premješati s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorijskih i prijenosnih mjerača serije HQD.

Robusne digitalne sonde Intellical vodootporne su do 30 metara (oznaka IP67)

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 pH
Duljina:	223 mm
Duljina kabla:	5 m
Garancija:	6 mjeseci
Komplet?:	Ne
Masa:	0,9 kg
Method Type:	Polje: referentni element s gelom koji ne treba puniti
Mjerni rang:	2 - 14 pH
Otpornost vode:	IP67, vodootporno tijekom 24 sata na dubini od 30 metara
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Dvostruki referentni razdjelnik

Primjena:	Čisti i prljavi uzorci
Product Kit:	Model: PHC101
	Uključena dodatna oprema: ništa
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Zeonor / nehrđajući čelik
Sodium (Alkalinity) error:	- 0,6 pH pri pH 12,6 u 1 M NaOH
Spoj:	Otvoreni spoj
Što je u pretincu:	Robusna pH elektroda Intellical PHC101 s kapicom za pohranu, kabel od 5 metara, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 - 50 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: pH
	Minimalna dubina uzorka (mm): 20
Vrsta elektrode:	Referentni element s gelom koji ne treba puniti
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Čvrst

Što je u pretincu

Robusna pH elektroda Intellical PHC101 s kapicom za pohranu, kabel od 5 metara, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.