



Staklena kiveta za uzorke za laboratorijske mjerače mutnoće, 30 mL, 6 komada s poklopcima

Proizvod #:	2084900
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Za upotrebu s laboratorijskim mjeračima mutnoće 2100N, 2100AN i RATIO

Specifikacije

Masa:	0,2 kg
Materijal:	Staklo
Napomena:	Za upotrebu s laboratorijskim mjeračima mutnoće Hach Ratio 18900, 2100N i 2100AN.
Uključuje :	6 bočica s poklopcima
Volumen uzorka:	30 mL