



**Be Right™**



## Kiveta za uzorke, 10 mm pravokutna, staklena, 2 komada

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Proizvod #:</b> | <b>2095100</b>    |
| EUR Cijena:        | Kontaktirajte nas |
| Dostupno           |                   |

Kiveta za uzorke: staklena, 1 cm pravokutna, duljina prolaza 10 mm, prilagođeni par, s poklopcima.

---

### Specifikacije

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Materijal:                | Staklo                                      |
| Optička duljina staze:    | 10 mm pravokutna                            |
| Volumen/ veličina paketa: | 2 pcs 3,5 mL, prilagođeni par, s poklopcima |