



## Kiveta za uzorke, 1 inč, okrugla, staklena, 1 komad

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Proizvod #:</b> | <b>2122800</b>    |
| EUR Cijena:        | Kontaktirajte nas |
| Dostupno           |                   |

Bočica za podešavanje za AccuVac ampule

Bočica za podešavanje za AccuVac ampule.

---

### Specifikacije

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materijal:                | Staklo                   |
| Optička duljina staze:    | 1 inch round             |
| Volumen/ veličina paketa: | 1 pcs 10 mL, s poklopcem |