



Be Right™



Kiveta za uzorke, 1 inč, kvadratna, staklena, 2 komada

Proizvod #:	2612602
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Kivete su precizno uparene. Isporučuje se u kompletu od 2 komada.

Kivete su precizno uparene. Isporučuje se u kompletu od 2 komada.

Specifikacije

Materijal:	Staklo
Optička duljina staze:	1 inch square
Volumen/ veličina paketa:	2 pcs 25 mL, prilagođeni par, s poklopcima