



Be Right™



## Kiveta za uzorke, 1 inč, okrugla, od polistirena, 2 komada

**Proizvod #:** 4864302  
**HRK Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

Isporučuje se kao komplet od 2 komada s poklopcima.

Isporučuje se kao komplet od 2 komada s poklopcima.

---

### Specifikacije

Materijal:	Polistiren
Napomena:	1 par kiveta uključen je u kupnji DR/800 serije kolorimetara i odabranih instrumenata džepnih kolorimetara Pocket Colorimeter II.
Optička duljina staze:	1 inch opseg
Volument/ veličina paketa:	2 pcs 10 mL, s poklopcima