



Protočni modul DR5000

Proizvod #: LZV485

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.

Protočni modul za serijsku analizu s protočnom kivetom od 1 cm (kvarc), komplet cijevi Silikor

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	Od -17 °C do 60 °C
Masa:	1,6 kg
Max vlaga kod pohranjivanja:	85 %
Max vrijednost vlage:	95 %
Protok:	1 mL/s (nazivno)
Raspon valne duljine:	190 - 1100 nm
Uključuje :	Protočni modul, komplet cijevi LZV780
Visina:	Pravokutna protočna kiveta od 1 cm, 160 µl 290 mm