



Protok kroz kivetu, 50 mm, pravokutna, kvarcno staklo, 1 komad

Proizvod #:

LZV649

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Dodatni pribor za spektrofotometre / spektralno mjerenje tekućina omogućujući mjerenje prolaskom tekućine (pour-through).

Specifikacije

Dimenzije (V x Š x D):	40 mm x 12.5 mm x 52 mm
Materijal:	Kvarcno staklo
Optička duljina staze:	50 mm pravokutna
Visina zrake:	10 mm
Volument/ veličina paketa:	1 pcs 370 µL, protok kroz kivetu