



Džepni kolorimetar POCKET Colorimeter II Komplet za testiranje kolorimetrom za analizu slobodnog klora

Proizvod #:

5870023

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.



Analiza mala veličinom, ali velike vodootpornosti

Prijenosni kolorimetar programiran za određivanje slobodnog klora (DPD metoda). U kovčegu za prenošenje, zajedno s reagensima, kivetama i uputama za korištenje.

Jednostavno: sve su funkcije dostupne pomoću samo četiri tipke

Napajanje: rad na bateriji za maksimalno 2.000 testova

Jasna očitavanja čak i u teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu

Pouzdani rezultati i bez uključivanja u napajanje

Čvrsta konstrukcija, ali mala težina

Specifikacije

Apsorbancija:	0 - 2.5 Abs
Broj metode:	8021
Broj testova:	125 - 250
Detektor:	Silicon detector
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Garancija:	24 mjeseci
Izvor lampe:	Svjetleća dioda (LED)
Jezici korisničkog sučelja:	Ne primjenjuje se
Kalibracija valne duljine:	Ne primjenjuje se
Klasa kućišta:	IP67 (isključuje odjeljak za baterije)
Kompatibilnost kivete:	1 inč okrugla / 1 cm kvadratna (s dodatnim adapterom)
Korisnički programi:	Prilagođeno programiranje 1
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Masa:	0,23 kg
Mjerni rang:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Mjerni rang (2):	0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Mod rada:	Hach testovi pomoću bočica za analizu vode

Naziv metode:	Kolorimetar/DPD
Parametar:	Klor, slobodni, SWIFTEST dispencer
Pauza:	4 x alkalne baterije veličine AAA
Platforma:	Swiftest
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:	maks. 80 % relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Radni uvjeti: temperatura:	10 - 40 °C
Raspon valne duljine:	razlikuje se među modelima
Širina spektra:	15 nm širina pojasa filtra
Što je u pretincu:	Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, slobodni klor - od 0,02 do 2,00 mg/L i od 0,1 do 8,0 mg/L, sa SwifTest DPD dispencerom za reagens (125-250 testova po bočici, ovisno o rasponu testa). Odobreno/prihvaćeno od strane USEPA za vodu za piće. Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.
Valna duljina:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vijek trajanja baterija:	2000 tests približno
	* Korištenje pozadinskog osvjetljenje smanjuje vijek trajanja baterije.
Zapisivač podataka:	10 izmjerene vrijednosti
Zaslona:	LCD, pozadinsko osvjetljenje

Što je u pretincu

Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, slobodni klor - od 0,02 do 2,00 mg/L i od 0,1 do 8,0 mg/L, sa SwifTest DPD dispencerom za reagens (125-250 testova po bočici, ovisno o rasponu testa). Odobreno/prihvaćeno od strane USEPA za vodu za piće. Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.