



DŽEPNI CLRMTR II NIKAL/KOBALT SUSTAV Pocket Colorimeter II - nikal i kobalt

Proizvod #:

5870020

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Nickel & Cobalt, PAN method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Novi džepni kolorimetar Pocket Colorimeter™ II filterski fotometar istinski je instrument za ponijeti bilo kamo. Lagan je i radi na baterije, prikladan za produljeni rad na terenu ili brzo promatranje procesa na licu mjesta. Instrument ima dva kanala na kojima se može vršiti mjerenje. Svaki kanal prihvaća korisnički definiranu krivulju kalibracije. Do 10 standarda može se koristiti za kalibriranje. Krivulja se generira točku po točku, između svakog korištenog standarda koristi se ravna linija. Mogu se vršiti linearne ili nelinearne kalibracije, pozitivnog ili negativnog nagiba. Krivulja kalibracije može se unijeti i ručno pomoću tipkovnice ukoliko je prethodno određena krivulja bila napravljena na kolorimetru. Zahtijevaju se minimalno dva para podataka (koncentracija i apsorancija).

Jednoparametarski prijenosni fotometar za ponijeti bilo kamo

Lagan je i radi na baterije, prikladan za produljeni rad na terenu ili brzo promatranje procesa na licu mjesta. Mjerenje se može vršiti u dva raspona za velik broj važnih parametara.

Odobreno od USEPA za vodu za piće i otpadne vode

Za postizanje pouzdanih rezultata dovoljno je jednostavno koristiti džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II, s preciznošću koja se može usporediti s onom kod laboratorijskog instrumenata.

Tvornički programirano

Svaki džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II prethodno je programiran za jedan od 35 parametara. Mnogi imaju za osnovu metode odobrene od EPA. Uopće nije potrebna ručna kalibracija. Jednostavno postavite instrument na nulu pomoću praznine, umetnite uzorak koji reagira i očitajte rezultat.

Vodootporno, lagano, čvrsto

Džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II stvarno možete nositi u džepu! Ima samo 0,23 kg (8,1 oz), a čvrsto kućište otporno na udarce godinama štiti elektroniku i optiku te omogućuje normalan rad. IP67 procjena: džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II može 30 minuta ostati uronjen na dubini od 1 metra i još će uvijek ispravno raditi. Štoviše, instrument je dizajniran za plutanje!

Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, bilježenje podataka, opoziv

Jasna očitavanja čak i pod teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu. Snimite 10 najnovijih podatkovnih točaka s vremenom mjerenja. Nema više ručnog bilježenja, stvarajući gnjavažu noseći papir i olovku.

Specifikacije

Broj metode:	8150
Broj testova:	100
Detektor:	Detektor silicija
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Duljina puta kivete:	1 cm 25 mm

Garancija:	24 mjeseci
Klasa kućišta:	IP67
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Masa:	0,23 kg
Mjerni rang:	0,01 - 1,00 mg/L Ni / 0,02 - 2,00 mg/L Co
Mjerni rang (2):	0,02 - 2,00 mg/L Co
Napomena:	*mg/L ukoliko nije drugačije navedeno; ppb = µg/L; ppm = mg/L; gpg = zrna po galonu (grains per gallon); 1 gpg = 17,1 mg/L ili 17,1 ppm.
Naziv metode:	Kolorimetar/PAN
Parametar:	Nikal i kobalt
Potvrde o sukladnosti:	Europska CE oznaka
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Smallest increment:	0.01
	0.01
Što je u pretincu:	Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, nikal i kobalt. Rasponi testiranja: od 0,01 do 1,00 mg/L Ni i od 0,02 do 2,00 mg/L Co. Uključuje džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II za kobalt/nikal, komplet reagensa (100 testova). Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.
Uređaj:	Komplet uključuje PC II
Valna duljina:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vrsta kućišta:	D
Zaslon:	LCD, pozadinsko osvjetljenje

Što je u pretincu

Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, nikal i kobalt. Rasponi testiranja: od 0,01 do 1,00 mg/L Ni i od 0,02 do 2,00 mg/L Co. Uključuje džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II za kobalt/nikal, komplet reagensa (100 testova). Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.