



Be Right™



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - DO sustav

Proizvod #: 5870003

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Dissolved Oxygen, HRDO method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Specifikacije

Broj testova:	25
Compliance certifications:	CE
Detektor:	Detektor silicija
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Garancija:	2 godine
Jezici uputa:	---
Klasa kućišta:	IP67
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Masa:	0,23 kg
Mjerni rang:	0,2 - 10,0 mg/L O ₂
Naziv metode:	Kolorimetar/ AccuVac®
Parametar:	Otopljeni kisik (Dissolved Oxygen - DO)
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Smallest increment:	0.1
Uređaj:	Komplet uključuje PC II
Valna duljina:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Zaslon:	LCD, pozadinsko osvjetljenje

Što je u pretincu

Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, otopljeni kisik - od 0,2 do 10,0 mg/L, s kompletom reagensa (25 testova). Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.