



27 Komplet za testiranje kolorimetrom za analizu željeza

Proizvod #:

5870016

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.



Analiza mala veličinom, ali velike vodootpornosti

Prijenosni kolorimetar programiran je za određivanje željeza, 0,01-1,7 mg/L Fe, TPTZ metoda. U kovčegu za prenošenje, zajedno s reagensima, kivetama i uputama za korištenje.

Jednostavno: sve su funkcije dostupne pomoću samo četiri tipke

Napajanje: rad na bateriji za maksimalno 2000 testova

Jasna očitavanja čak i u teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu

Pouzdati rezultati i bez uključivanja u napajanje

Čvrsta konstrukcija, ali mala težina

Specifikacije

Broj metode:	8112
Broj testova:	50 - 100
Detektor:	Silicon detector
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Klasa kućišta:	IP67 (isključuje odjeljak za baterije)
Masa:	0,23 kg
Mjerni rang:	0,01 - 1,70 Fe
Naziv metode:	Kolorimetar/ TPTZ
Parametar:	Željezo, niski raspon
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Smallest increment:	0.01
Što je u pretincu:	Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, željezo - od 0,01 do 1,70 mg/L, s kompletom reagensa (100 testova). Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.
Uređaj:	Oprema uključuje PC II
Valna duljina:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vrsta kućišta:	D

Što je u pretincu

Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, željezo - od 0,01 do 1,70 mg/L, s kompletom reagensa (100 testova). Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.