



Džepni kolorimetar POCKET Colorimeter II Komplet za testiranje kolorimetrom za analizu željeza

Proizvod #:

5870022

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.



Analiza mala veličinom, ali velike vodootpornosti

Prijenosni kolorimetar programiran za određivanje željeza, FerroVer metoda. U kovčegu za prenošenje, zajedno s reagensima, kivetama i uputama za korištenje.

Jednostavno: sve su funkcije dostupne pomoću samo četiri tipke

Napajanje: rad na bateriji za maksimalno 2000 testova

Jasna očitavanja čak i u teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu

Pouzdati rezultati i bez uključivanja u napajanje

Čvrsta konstrukcija, ali mala težina

Specifikacije

Broj metode:	8008
Broj testova:	100
Detektor:	Detektor silicija
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Klasa kućišta:	IP67 (isključuje odjeljak za baterije)
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Masa:	0,23 kg
Mjerni rang:	0,02 - 5,00 mg/L Fe
Naziv metode:	Kolorimetar/
	FerroVer (ukupno Fe)
Parametar:	Željezo, srednji raspon
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Smallest increment:	0.01

Što je u pretincu: Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II za željezo koristeći FerroVer[®] reagens za željezo (1,10 fenantrolin). Raspon testiranja: od 0,02 do 5,00 mg/L. Uključuje džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II za željezo, komplet reagensa (100 testova), priručnik i kovčeg, odobreno od USEPA / prihvaćeno za otpadne vode (potrebna je razgradnja). Svaki džepni

	kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.
Valna duljina:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Vrsta kućišta:	D
Zaslona:	LCD, pozadinsko osvjtljenje

Što je u pretincu

Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II za željezo koristeći FerroVer® reagens za željezo (1,10 fenantrolin). Raspon testiranja: od 0,02 do 5,00 mg/L. Uključuje džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II za željezo, komplet reagensa (100 testova), priručnik i kovčeg, odobreno od USEPA / prihvaćeno za otpadne vode (potrebna je razgradnja). Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.