



POCKET Colorimeter II Komplet za testiranje kolorimetrom za analizu sulfata

Proizvod #:

5870029

Opasno po zdravlje

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.



Analiza mala veličinom, ali velike vodootpornosti

Prijenosni kolorimetar programiran je za određivanje sulfata, 2-70 mg/L SO₄, metoda barij-sulfata. U kovčegu za prenošenje, zajedno s reagensima, kivetama i uputama za korištenje.

Jednostavno: sve su funkcije dostupne pomoću samo četiri tipke

Napajanje: rad na bateriji za maksimalno 2000 testova

Jasna očitavanja čak i u teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu

Pouzdani rezultati i bez uključivanja u napajanje

Čvrsta konstrukcija, ali mala težina

Specifikacije

Broj metode:	8051
Broj testova:	100
Detektor:	Silicon detector
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Garancija:	24 mjeseci
Klasa kućišta:	IP67 (isključuje odjeljak za baterije)
Masa:	0,23 kg
Mjerni rang:	2 - 70 mg/L
Naziv metode:	Kolorimetar/Turbidimetrijska
Parametar:	Sulfat
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Smallest increment:	1
Što je u pretincu:	Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, sulfat, 2 do 70 mg/L s kompletom reagensa (100 testova), priručnik i kovčeg. Odobreno od USEPA / prihvaćeno za otpadne vode. Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.
Uređaj:	Komplet uključuje PC II
Valna duljina:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Vrsta kućišta:	D
Zaslona:	LCD, backlit

Što je u pretincu

Sustav analize džepnog kolorimetra Pocket Colorimeter II, sulfat, 2 do 70 mg/L s kompletom reagensa (100 testova), priručnik i kovčeg. Odobreno od USEPA / prihvaćeno za otpadne vode. Svaki džepni kolorimetar II isporučuje se s kompletom koji uključuje komplet reagensa (unaprijed izmjerene jedinice doze reagensa), čvrstim kovčegom za nošenje i priručnikom.