



Be Right™



## Pocket Pro pH tester

**Proizvod #:** 9531000  
**HRK Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

### Uklonite nagađanja iz vaših mjerenja.

Tester Hach Pocket Pro i Pro+ osmišljeni su za davanje preciznih rezultata. Zahvaljujući ugrađenoj dijagnostici učinka nećete morati nagađati kada treba očistiti ili kalibrirati senzor. Dobit ćete i zamjenjive baterije za olakšanu upotrebu na terenu te širok i vrlo čitljiv LCDzslon.

### Pouzdanost rezultata

Jednostavni koraci kalibracije i ugrađena dijagnostika za pH-testere uklanjaju nagađanja iz kalibracije senzora kako bi se održali u optimalnom stanju.

### Štedi vrijeme i novac

Jednostavne za zamjenu, AAA baterije i prikladna čaša za uzorak čine održavanje i mjerenja jednostavnima.

### Jednostavnost uporabe

Veliki LCD zaslon jednostavan je za čitanje; pozadinsko osvjetljenje uključeno je na modelima Pocket Pro<sup>+</sup>, što omogućuje mjerenje u gotovo svim svjetlosnim uvjetima.

---

## Specifikacije

Accuracy:	0,1 pH
IP zaštita kućišta:	IP67
Jezici uputa:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski
Kalibracija:	3 točke
Napajanje:	4 AAA
Parametar:	pH, temperatura
Power Supply:	Baterije (vidi preporučeni tip baterija)
Radna temperatura:	0 – 50 °C
Range:	0,0-14,0 pH
Resolution:	0,1 pH
Vijek trajanja baterija:	200
Volumen uzorka:	7 mL

---

## Što je u pretincu

Uključuje: tester, 4 AAA baterije, uzicu, kalibracijsku otopinu i vodič za brzi početak.