



Be Right™



Punjiva laboratorijska pH elektroda za provjeru kvalitete vode Intellical PHC281, kabel od 3 metra

Proizvod #:

PHC28103

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Intellical PHC281 je digitalna kombinirana pH elektroda s ugrađenim temperaturnim senzorom. PHC281 je punjiva pH sonda izrađena za teške uzorke. Ova laboratorijska pH elektroda otporna je na udarce jer ima zaštitno kućište od Zeonor plastike sve do senzora u staklenom kućištu. Elektroda je dostupna s kabelom od 3 ili 1 metra. Punjiva pH elektroda PHC281 ima veliku brzinu protoka elektrolita i veliki otvoreni razdjelnik koji je idealan za teške uzorke, kao što su uzorci niske ionske jakosti (LIS), ultračisti, prljavi uzorci i uzorci s visokim udjelom krutih tvari. PHC281 nije pogodna za upotrebu s organskim otapalima. Sa sondom se dostavlja boca od 59 mL s otopinom za punjenje elektrode 2,44 M KCl.

Sonda PHC281 pH Ultra osmišljena je za vrhunski rad, čak i s teškim uzorcima

Velika brzina protoka elektrolita i veliki otvoreni razdjelnik omogućuju brzi odgovor i stabilizaciju.

Digitalna pH sonda Intellical pruža najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerena

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerjenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde.

Digitalna pH sonda Intellical upozorava korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerjenjem.

Digitalna pH sonda Intellical može se premještati s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerena

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorijskih i prijenosnih mjerača serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 pH
Duljina:	175 mm
Duljina kabla:	3 m
Garancija:	12 mjeseci
Komplet?:	Ne
Masa:	0,15 kg
Method Type:	Polje: punjivi referentni element
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	Otopina 2,44 M KCl (br. 2965026)
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Dvostruki referentni razdjelnik
Primjena:	Mala ionska jakost i prljavi uzorci
Product Kit:	Model: PHC281
	Uključena dodatna oprema: ništa

Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Zeonor
Spoj:	Otvoreni spoj
Što je u pretincu:	Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC281 s bočicom za čuvanje, kabel od 3 metra, boca od 59 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (otopina 2,44 M KCl), certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 - 50 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: pH Minimalna dubina uzorka (mm): 15
Vrsta elektrode:	Punjivi referentni element
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC281 s bočicom za čuvanje, kabel od 3 metra, boca od 59 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (otopina 2,44 M KCl), certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.

Potrebni dodaci

- Otopina za punjenje, referentna, 2,44 M KCl, 59 mL (Item 2965026)