



Ion selektivna elektroda (ISE) Intellical ISENA38101 za mjerenje natrija (Na^+) s paketom reagensa za kalibraciju

Proizvod #: ISENA381AP
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Paket za analizu natrija Intellical Sodium ISE sadrži sve što vam je potrebno kako biste započeli s mjerenjem natrija (Na^+) uz pomoć mjerača HQD: ion selektivnu elektrodu Intellical ISENA381 za mjerenje natrija s kabelom od 1 metra, jastučiće s prahom za prilagođavanje ionske jakosti natrija, standardne otopine natrija od 100 mg/L i 1000 mg/L.

Daje brz, stabilan i točan odgovor

Može se puniti i lako se održava s jedinstvenim ugrađenim senzorom temperature. Digitalne sonde Intellical prate rezultat kada je mjerenje stabilno, eliminirajući nagađanja u slučaju promjenjivog broja.

Vrhunska sljedivost u povijesti mjerenja

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde.

Korisnik se upozorava kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerenjem.

Može se stavljati na različite mjerače bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorijskih i prijenosnih mjerača serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	$\pm 0,02$ mV ili 0,05%, ovisno koje je veće
Duljina:	175 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
ISA potreban:	Natrij/kalij ISA (br. 4451569)
Komplet?:	Da
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorij: punjivi referentni element
Mjerni rang:	0,023 mg/L (1×10^{-6} M) - 23 g/L (1 M) Na^+
Otopina za punjenje:	0,02 M NH_4Cl (br. 2965126)
Parametar:	Natrij
Product Kit:	Model: ISENA381
	Uključena dodatna oprema: paket reagensa za kalibraciju
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	Mogu se odabrati najviše četiri značajne znamenke
Sensor material:	Zeonor
Spoj:	Dupli porozni igličasti/pin spoj

Što je u pretincu:	Kombinirana ion selektivna elektroda Intellical ISENA381 za mjerenje natrija, kabel od 1 m (ISENA38101), standardna otopina natrija tvrtke Hach, boce od 500 mL s 100 mg/L (br. 2318153) i sa 1000 mg/L (br. 1474949), paket od 100 jastučića s prahom za prilagođavanje ionske jakosti natrija tvrtke Hach (ISA) (br. 4451569) i osnovni korisnički priručnik ISE elektrode.
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 – 50 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: natrij
	Minimalna dubina uzorka (mm): 26
Volumen uzorka:	25 mL
Vrsta elektrode:	Punjivi referentni element
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Kombinirana ion selektivna elektroda Intellical ISENA381 za mjerenje natrija, kabel od 1 m (ISENA38101), standardna otopina natrija tvrtke Hach, boce od 500 mL s 100 mg/L (br. 2318153) i sa 1000 mg/L (br. 1474949), paket od 100 jastučića s prahom za prilagođavanje ionske jakosti natrija tvrtke Hach (ISA) (br. 4451569) i osnovni korisnički priručnik ISE elektrode.

Potrebni dodaci

- Otopina za punjenje, ISENa381, 0,02 M NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)