



Sension+ pH kombinirana elektroda s tekućinom, s preprekom od iona srebra

Proizvod #: LZW5014T.97.002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Dostupno

pH elektroda s tekućinom (punjiva) s 2 keramičke dijafragme i pregradom od iona srebra. Automatska kompenzacija temperature. Tijelo od stakla. Raspon 0-14 pH, -10 do 100°C. Kabel duljine 1 m. Za stolni mjerač.

Ova pH elektroda prikladna je za vodeni medij općenito i uzorke koji sadrže sumpor, smanjujući šećer ili druge tvari koje reagiraju s ionima srebra.

Stabilnost referentne elektrode zahvaljujući utornom ulošku i dizajnu s pregradom od Ag^+ iona.

For samples containing sulphurs, reducing sugars or other substances which react with silver ions.

Ag^+ ion barrier reference design.

High stability and long lifetime

Encapsulated reference system.

Specifikacije

Accuracy:	0,002 pH s pH31 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 130 mm
Duljina:	130 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	LZW9500.99 KCl 3M
Parametar:	pH
Posebna značajka:	TRIS kompatibilna
Spoj sonde:	2 x keramička glava
Temperaturni rang:	-10 - 100 °C
Temperaturni senzor:	Pt 1.000
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta senzora:	Staklo

Vrsta sonda:

Laboratorij