



Sension+ pH kombinirana elektroda (teški uzorci)

Proizvod #: LZW5021T.97.002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

pH elektroda s tekućinom (punjiva) s dijafragmom s rukavom. Automatska kompenzacija temperature. Tijelo od stakla. Raspon 0-14 pH, 0-60°C. Kabel duljine 1 m. Za stolni mjerač.

Ova elektroda prikladna je za najteže uzorke, npr. za uzorke niske ionske jakosti, kreme, emulzije, vrlo viskozne uzorke, vina, boju i uzorke s koloidima. Uložak s utorom osigurava stabilnost referentne elektrode.

Fast responding

Large cylindrical pH glass membrane, sleeve diaphragm.

High stability and long lifetime

Encapsulated Ag/AgCl reference system

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Specifikacije

Accuracy:	0,002 pH s pH31 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 130 mm
Duljina:	130 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	LZW9500.99
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Utorni spoj bez začepljenja za nisku ionsku jakost.
Spoj sonde:	Otvorena s utorom
Temperaturni rang:	0 - 60 °C
Temperaturni senzor:	Pt 1.000
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta senzora:	Staklo

Vrsta sonda:

Laboratorij