



Sension+ ORP/redoks elektroda s tekućinom, punjiva

Proizvod #: LZW5057.97.0002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

ORP/redoks elektroda s tekućim elektrolitom i žicom od platine. Tijelo od stakla. Raspon ± 2.000 mV, 0-80°C. Za stolni mjerač.

Specifikacije

Accuracy:	0,2 mV s MM340 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 130 mm
Duljina:	130 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Konektori:	BNC Connector
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	± 2000 mV
Otopina za punjenje:	LZW9500.99 KCl 3M
Parametar:	ORP
Spoj sonde:	Keramička glava
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Termistor:	-
Vrsta:	Lab
Vrsta senzora:	Platina
Vrsta sonde:	Laboratorij