



Sension+ pH kombinirana elektroda s otvorenom dijafragmom (prljavi uzorci)

Proizvod #: LZW5051T.97.002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

pH elektroda s otvorenom kružnom dijafragmom i čvrstim elektrolitom. Automatska kompenzacija temperature. Tijelo od stakla. Raspon 2-14 pH, 0-80°C. 1 m kabela. Za prijenosne mjerače.

Elektroda je prikladna za (vrlo prljave) otpadne vode, mlijeko, sokove i primjenu u prehrambenoj industriji. Polipropilenski radni štitnik sprečava slučajni lom elektrode.

Ergonomski i robustan

Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Integrirani temperaturni senzor

Niske potrebe za održavanje

Specifikacije

Accuracy:	0,02 pH s pH1 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 85 mm (bez drške)
Duljina:	85 mm (bez drške)
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	Sension+ MP5
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	2 - 14 pH
Otopina za punjenje:	Nepunjivi čvrsti polimer
Parametar:	pH
Posebna značajka:	S radnim štitnikom. Čvrsti gel za uzorke s velikim udjelom krutih tvari.
Spoj sonde:	Otvoreno
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta:	Prijenosni
Vrsta senzora:	Staklo
Vrsta sonde:	Prijenosna