



Sension+ pH kombinirana elektroda (teški uzorci)

Proizvod #: LZW5052T.97.002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

pH elektroda ispunjena gelom s prstenastom poroznom PTFE dijafragmom. Automatska kompenzacija temperature. Tijelo od stakla. Raspon 0-14 pH, 0-100°C. 1 m kabela. Za prijenosne mjerače.

Elektroda je prikladna za teške medije, npr. za uzorke niske ionske jakosti, kreme ili viskozne uzorke. Mjerenja pri visokoj temperaturi do 100°C. Isporučena s radnim štitnikom kako bi se izbjegao slučajni lom.

Ergonomski i robustan

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Integrirani temperaturni senzor

Niske potrebe za održavanje

Specifikacije

Accuracy:	0,02 pH s pH1 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 85 mm (bez drške)
Duljina:	85 mm (bez drške)
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	Sension+ MP5
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	Gel koji se ne može ponovo puniti
Parametar:	pH
Posebna značajka:	S radnim štitnikom. Za nisku ionsku jakost i/ili visoku temperaturu.
Spoj sonde:	Porozna prstenasta PTFE
Temperaturni rang:	0 - 100 °C
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta:	Prijenosni
Vrsta senzora:	Staklo
Vrsta sonde:	Prijenosna