



Sension+ Referentna elektroda za ISE, keramička dijafragma, banana priključak

Proizvod #: LZW5044.97.0002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Dostupno

Referentna elektroda, za ISE primjene, Ag/AgCl s litijevim acetatom 0,1M, keramička dijafragma, s kabelom duljine 1 m i banana priključkom.

Specifikacije

Dimenzije (D x D):	12 mm x 120 mm
Duljina:	120 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	Banana
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Otopina za punjenje:	LZW9901.99
Parametar:	Reference ISE
Posebna značajka:	Elektroda s dvostrukim referentnim razdjelnikom za ISE, velika keramička dijafragma
Spoj sonde:	Keramika
Temperaturni rang:	0 - 60 °C
Termistor:	-
Vrsta:	Lab, referentna zar ISE
Vrsta sonde:	Laboratorijska referenca