



Sension+ ISE elektroda, natrij (Na⁺), fiksni kabel 1 m, BNC

Proizvod #: LZW9650.97.0002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke

Ion-selektivna indikatorska elektroda za mjerenje natrija. Raspon 0,05-23.000 mg/L Na⁺, 0-60°C. S kabelom duljine 1 m i BNC priključkom.

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 mV ili 0,05%, ovisno koje je veće (ovisno o primjeni)
Dimenzije (D x D):	12 mm x 120 mm
Duljina:	120 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
ISA potreban:	4451569
Konektori:	BNC Connector
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	0,05 - 23.000 mg/L 0,05-23.000 mg/L Na
Otopina za punjenje:	-
Parametar:	Sodium
Posebna značajka:	Samo indikator; zahtijeva referentnu elektrodu.
Spoj sonde:	-
Temperaturni rang:	0 - 60 °C
Termistor:	-
Vrsta:	Lab ISE, potrebna referentna
Vrsta senzora:	Natrij selektivna staklena membrana
Vrsta sonde:	Laboratorijska polovična ISE kiveta

Potrebni dodaci

- Sension+ Electrolyte Solution 0.1M for ISE Electrodes, 125 mL (Item LZW9901.99)