



FerroVer reagens za željezo, Accuvac ampule, komplet od 25 komada

Proizvod #:

2507025

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Accuvac ampule sadrže preciznu količinu reagensa za jedan test i mogu se koristiti kao kivete za mjerenje. Za određivanje ukupnog otopljenog željeza, kao i kompleksnih spojeva sa željezom, 1,10 fenantrolin metodom.

Specifikacije

Broj metode:	8008
Broj testova:	25
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Naziv metode:	FerroVer
Parametar:	Željezo
Platforma:	Accuvac
Volument/ veličina paketa:	u kompletu