



FerroMo komplet reagensa za željezo

Proizvod #:

2544800

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Reagensi u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje željeza u spojevima s molibdenom.

FerroMo reagens za željezo određuje prisutnost željeza u spojevima s molibdenom u vodi rashladnih tornjeva. Uklanja redukciju molibdena koja stvara crnu otopinu. Nije potrebna priprema.

Specifikacije

Broj metode:	8365
Broj testova:	100
Mjerni rang:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Naziv metode:	FerroMo
Parametar:	Željezo
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Posebna značajka:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows
Uređaj:	Sve osim DR/820, PC II