



Komplet reagensa za molibden, LR, 20 mL

Proizvod #:

2449400

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Za određivanje molibdena, metoda trostrukog kompleksa. Za uzorak od 20 mL.

Specifikacije

Broj metode:	8169
Broj testova:	100
Mjerni rang:	20 mL
Naziv metode:	Trostruki kompleks
Parametar:	Molibden, molibdat
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000, DR/820