



BariVer 4 jastučići s reagensom u prahu za barij, komplet od 100 komada

Proizvod #:

1206499

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje barija, turbidimetrijska metoda. komplet od 100 komada

Specifikacije

Broj metode:	8014
Broj testova:	100
Mjerni rang:	2 - 100 mg/L Ba
Naziv metode:	Turbidimetrijska
Parametar:	Barij
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	Sve osim PC II
Volumen/ veličina paketa:	100/pk