



Komplet reagensa za mangan, HR, 10 mL

Proizvod #:

2430000

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Reagensi s prahom u zapečaćenim paketima za određivanje topljivog mangana, metoda perjodatne oksidacije. Za uzorak od 10 mL. 100 testova

Specifikacije

Broj metode:	8034
Broj testova:	100
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Naziv metode:	Perjodatna oksidacija
Parametar:	Mangan
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	All except DR/3000, DR/2000
Volumen uzorka:	10 mL