



Komplet reagensa za bakar, porfirin, 10 mL

Proizvod #:

2603300

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Za određivanje bakra, porfirinska metoda. Za uzorke od 10 mL.

Specifikacije

Broj metode:	8143
Broj testova:	100
Mjerni rang:	2 - 210 µg/L Cu
Naziv metode:	Porfirin
Parametar:	Bakar
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	DR 6000, DR/4000
	DR 3900, DR 2800
	,DR 2700, DR/2010
	DR/890