



Komplet reagensa za živu, hladna para

Proizvod #:

2658300

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke

Opasno po zdravlje



Za određivanje žive, metoda hladne pare.

Za određivanje žive metodom koncentracije hladne živine pare. Hach metoda 10065. Raspon: 0,1-2,5 µg/L Hg. Za ovu metodu potreban je komplet instrumenata za živu u hladnoj pari i ostali dodatni pribor. Komplet reagensa uključuje opremu za 25 testa.

Specifikacije

Broj metode:	10065
Broj testova:	25
Mjerni rang:	0,1 - 2,5 µg/L Hg
Naziv metode:	Koncentracija hladne pare
Parametar:	Živa
Platforma:	Reagent Set
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000, DR/800, PC II