



Be Right™



Slobodni klor, Test 'N Tube, 0,09 – 5,00 mg/L Cl₂

Proizvod #:

2105545

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Bočice s reagensom (Ø 16 mm) sadrže prethodno izmjereni DPD reagens, optimizirane su za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Test 'N Tube proizvodi omogućuju sigurno, praktično testiranje

16-mm bočice s poklopcem omogućuju samostalni komplet za miješanje i mjerenje.

Jednostavna naručivanje

Svi potrebni reagensi i bočice nalaze se u kompletu.

Specifikacije

Broj metode: 10102

Broj testova: 50

Mjerni rang: 0,09 – 5,00 mg/L Cl₂

Naziv metode: DPD

Parametar: Klor

Platforma: Test 'N Tube

Posebne napomene: TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Volument/ veličina paketa: 50 u kompletu