



Komplet reagensa za klor-dioksid 0,02-0,50 mg/L ClO₂, 100 komada

Proizvod #:

HPT240

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Amaranth metoda

Specifikacije

Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	15 °C - 25 °C
Mjerni rang:	0,02 - 0,50 mg/L ClO ₂
Naziv metode:	Amaranth metoda
Opis:	komplet tekućeg reagensa za klor-dioksid
Parametar:	Klor-dioksid
Posebne napomene:	kalibrirano za DR 820/50/90, 2000/10, 4000, 2500 i džepni kolorimetar za klor