



DPD reagens za ukupni klor, Swiftest dispenzerska bočica na dopunjavanje, 250 testova

Proizvod #:

2105660

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



DPD zamjenska bočica dispenzera za reagens za određivanje ukupnog klora, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Approximately 250 tests

Specifikacije

Broj metode:	8167
Broj testova:	250
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Mjerni rang (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Naziv metode:	DPD
Parametar:	Klor, ukupni
Platforma:	Swiftest
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000