



DPD reagens za ukupni klor, AccuVac ampule, komplet od 25 komada

Proizvod #:

2503025

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Ampule sadrže preciznu količinu reagensa za jedan test i mogu se koristiti kao kivete za mjerenje. Za određivanje ukupnog klora, 0,02-2,00 mg/L Cl₂, brom, 0,05-4,50 mg/L Br₂ i jod, 0,07-7,00 mg/L I₂.

Specifikacije

Broj metode:	8167 klor
Broj testova:	25
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Mjerni rang (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Naziv metode:	DPD
Parametar:	Klor, ukupni
	Brom
	Jod
Platforma:	Accuvac
Uređaj:	Sve
Volumen/ veličina paketa:	25 /pk