



Komplet reagensa za tvrdoću, kalmagit kolorimetrijska

Proizvod #:

2319900

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Za određivanje tvrdoće, 0,05-4,00 mg/L Ca kao CaCO₃ / 0,05-4,00 mg/L Mg kao CaCO₃. 100 testova

Specifikacije

Broj metode:	8030
Broj testova:	100
Mjerni rang:	0,05 - 4,00 mg/L Ca kao CaCO ₃
Mjerni rang (2):	0,05 - 4,00 mg/L Mg kao MgCO ₃
Naziv metode:	Kalmagit kolorimetrijska
Parametar:	Tvrdoća, Ca i Mg
Platforma:	Otopina
Posebna značajka:	Reagent set
Uređaj:	Sve osim PC II