



Be Right™



## Otopina reagensa za aminokiselinu F, 100 mL, MDB

Proizvod #:

2254232

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Za određivanje iznimno niskog raspona silicija, 3 - 1000 µg/L SiO<sub>2</sub>, heteropoli plava metoda, označena boca s kapaljkom (MDB)

### Specifikacije

Broj metode:	8282
Naziv metode:	Heteropoli plava
Parametar:	Silicij
Platforma:	Otopina
Volument/ veličina paketa:	100 mL

### Potrebni dodaci

- Zaštitne rukavice veličine L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)