



Otopljeni kisik, AccuVac ampule, LR, komplet od 25 komada

Proizvod #:

2501025

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



ACCUVAC ampule sadrže preciznu količinu reagensa za jedan test i mogu se koristiti kao kivete za mjerenje. Za određivanje otopljenog kisika, indigokarmin metoda.

Specifikacije

Broj metode:	8316
Broj testova:	25
Mjerni rang:	6 - 800 µg/L O ₂
Naziv metode:	Indigokarmin
Parametar:	Kisik, otopljeni
Platforma:	Accuvac
Uređaj:	Sve osim DR/820, PC II
Volumen/ veličina paketa:	25 /pk