



Be Right™



## Otopljeni kisik, AccuVac ampule, visoki raspon, komplet od 25 komada

Proizvod #:

2515025

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



ACCUVAC ampule sadrže preciznu količinu reagensa za jedan test i mogu se koristiti kao kivete za mjerenje. Za određivanje otopljenog kisika, HRDO metoda. Komplet od 25 komada

### Brzo

AccuVac® ampule omogućuju brze rezultate. Samo zgrabite, popunite i očitajte - štedeći svoje dragocjeno vrijeme.

### Jednostavno

Nema potrebe za mjerenjem uzorka ili reagensa. Ispražnjene ampule daju točan volumen uzorka, tako da svatko može dobiti pouzdane rezultate uz minimalni napor.

### Precizno

Ispražnjene bočice optičke kvalitete osiguravaju precizna mjerenja i stabilnost reagensa.

### Koriste ih gdje god trebate rezultate.

Ampule su i spremnici za reagens i fotometrijske mjerne kivete. Nema potrebe za prijevoz reagensa ili uzoraka.

## Specifikacije

Broj metode:	8166, 8333
Broj testova:	25
Mjerni rang:	0,3 - 15,0 mg/L O <sub>2</sub>
Mjerni rang (2):	1,0 - 40,0 mg/L O <sub>2</sub>
Naziv metode:	HRDO
Parametar:	Kisik, otopljeni
Platforma:	Accuvac
Uređaj:	Sve
Volument/ veličina paketa:	25 /pk