



Inhibitor nitrifikacije za BOD, formula 2533, TCMP, 35 g

Proizvod #: 253335
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

TCMP – 2-kloro-6 (triklorometil) piridin (N-Serve), obložen na inernom supstratu. Upotrijebite 0,16 g u uzorku od 300 mL za inhibiciju dušične potrebe za kisikom u BOD testu (upotrijebite čep s dozatorom, broj dijela 45901), 500 g.

Specifikacije

Broj metode:	8043
Broj testova:	200
Formula:	Triklormetil piridin (TCMP)
Opis:	Inhibitor nitrifikacije
Package settings:	Boca
Parametar:	Biokemijska potreba za kisikom
Platforma:	Jar /staklenka
Primjena:	Inhibitor nitrifikacije (CBOD)
Volumen/ veličina paketa:	35 g

Potrebni dodaci

- Dispenser cap, formula 2533 nitrification inhibitor 35 g bottle, 1/pk (Item 45901)